

## URGOTUL

### O QUE É?

O UrgoTul é um curativo primário, feito de uma malha de poliéster com uma tecnologia cicatrizante chamada de TLC (Tecnologia Lípido-Colóide).



### COMO FUNCIONA?

Em contato com a lesão, a malha cicatrizante TLC cria um gel, que promove um ambiente úmido e estimula células responsáveis pela cicatrização.

### AS VANTAGENS PARA PACIENTES COM EB

1. Se adapta bem àquelas feridas em locais de difícil acesso;
2. Deve ser recortado para melhor adaptação nas lesões e melhor aproveitamento;
3. Não gruda na ferida úmida e, portanto, não causa trauma durante a retirada, diminuindo muito o risco de novas lesões e a dor durante as trocas de curativos;
4. Estimula o desenvolvimento de fibroblastos, que são um dos principais responsáveis pelo processo de cicatrização das feridas;
5. Mantém a umidade na região da ferida, condição fundamental para a cicatrização;
6. Auxilia na cicatrização das feridas que demoram a se fechar.

### COMO UTILIZAR?

1. Limpe cuidadosa e suavemente a ferida e seque a pele ao redor;
2. Após a limpeza, **não** coloque nenhum produto na ferida porque o curativo precisa estar em contato direto para que a malha cicatrizante funcione corretamente;
3. Observe o tamanho da ferida e, caso necessário, recorte o curativo com uma sobra de um pouco mais de 1 dedo para que ele possa aderir à pele íntegra ao redor da ferida;
4. Remova as películas de proteção transparentes do curativo;
5. Aplique com calma sobre a ferida, sem esticar. Não importa o lado, os dois lados do UrgoTul aderem à ferida;
6. Cubra o UrgoTul com outro curativo que possa absorver a secreção;
7. Caso necessário, utilize faixas, redes ou malhas tubulares para a segurar no local;
8. Após retirar, **não reutilizar**.

### IMPORTANTE!

Pelo seu alto custo, indicamos usar o UrgoTul apenas nas feridas teimosas, que estão com **dificuldade de cicatrização** (quando a ferida não está diminuindo de tamanho). E não se esqueça, para que a malha cicatrizante funcione, ela precisa estar em contato **direto** com a lesão, então não passe nenhuma pomada entre a lesão e o curativo!

### Dúvidas? Não deixe de falar conosco!

*\* Texto produzido em livre adaptação das informações obtidas no site do fabricante, com recomendações de uso da Debra Brasil e da nossa conselheira em EB, Anna Carolina Rocha.*

*\* Todos os direitos reservados para SOS EB Kids. Proibida a reprodução completa ou parcial sem autorização prévia.*