

FITA ADESIVA MEPITAC

O QUE É?

O Mepitac é uma fita adesiva feita para fixar suavemente, em peles frágeis e sensíveis, dispositivos médicos e/ou hospitalares como, por exemplo, drenos, tubos, sondas, eletrodos, catéteres intravenosos e curativos.



AS VANTAGENS PARA PACIENTES COM EB

- Delicada para a pele quando é removida;
- Facilmente adaptável aos contornos do corpo;
- Impermeável à água;
- Permeável ao ar para prevenir a maceração da pele;
- Não deixa resíduos na pele após ser removida.

COMO UTILIZAR?



1. A pele deve estar limpa, seca e livre de qualquer pomada;
2. Corte a fita, no comprimento que deseja, com uma tesoura **limpa**;
3. Remova a película protetora;
4. Aplique a fita sem esticar;
5. Retirar com cuidado para não machucar a pele.

IMPORTANTE!

Caso necessário reposicionar ou inspecionar a pele, a fita pode ser levantada e reaplicada.

DICA SOS EB KIDS

No caso de alguma internação hospitalar, tenha a sua fita Mepitac à mão e peça aos profissionais de saúde que utilizem o Mepitac ao invés de esparadrapos e outros adesivos para evitar novas lesões causadas por esses. E para facilitar a sua retirada, use o Spray Sensi-Care!

Dúvidas? Não deixe de falar conosco!

** Texto produzido em livre adaptação das informações obtidas no site do fabricante, com recomendações de uso da nossa conselheira em EB, Anna Carolina Rocha, relações públicas da APPEB.*

** Todos os direitos reservados para SOS EB Kids. Proibida a reprodução completa ou parcial sem autorização prévia.*