


POLYMEM

O QUE É?

O Polymem é um curativo multifuncional: limpa, protege, absorve secreção e hidrata a ferida. Sua membrana polimérica adapta as feridas, umedece, preenche e absorve a secreção durante o processo de cicatrização. É indicado principalmente para feridas com muita secreção e feridas crônicas e agudas. Não é classificado como antimicrobiano, porém é efetivo em feridas infectadas.



COMO FUNCIONA?

1. A espuma é ativada pela secreção da ferida e se adapta à lesão;
2. Ela contém um agente de limpeza que é ativado pela umidade e é gradualmente liberado na ferida;
3. A glicerina contida no curativo mantém a ferida úmida para ajudar no processo de cicatrização e evita a aderência do curativo à ferida, minimizando a dor na retirada;
4. O filme transparente superior permite a visualização da secreção, facilitando assim a identificação da necessidade de troca do curativo.

AS VANTAGENS PARA PACIENTES COM EB

1. Promove a limpeza do leito da lesão durante o processo de cicatrização;
2. Diminui a necessidade de limpeza da lesão a cada troca de curativo;
3. Acelera o processo de cicatrização;
4. Aumenta o conforto do paciente;
5. Reduz a dor e a inflamação da área que circunda a lesão.

COMO UTILIZAR?

1. Após a limpeza normal do corpo/feridas, e com as mãos limpas, corte um pedaço do curativo que cubra toda a ferida e sobre pelo menos um dedo além da borda (use uma tesoura **limpa**);
2. Como este curativo não é adesivo, será necessário o uso de uma malha ou rede tubular, ou até mesmo uma atadura para segurar o curativo no lugar;
3. As trocas podem ser feitas em até 3 dias, porém o curativo deve ser trocado assim que for possível ver a secreção através do filme, ou quando ele 'vazar';
4. O curativo pode ser usado até que a secreção diminua, ou por no máximo 30 dias.

IMPORTANTE!

É normal o curativo mudar de cor conforme vai absorvendo a secreção da ferida. Ele também pode exalar um cheiro diferente, o que não necessariamente significa que há infecção local. E deve ser trocado quando estiver úmido para evitar hipotermia (perigosa queda de temperatura corporal)!

Dúvidas? Não deixe de falar conosco!

** Texto produzido em livre adaptação das informações obtidas no site do fabricante, com recomendações de uso da Debra Brasil e da nossa conselheira em EB, Anna Carolina Rocha, relações públicas da APPEB.*

** Todos os direitos reservados para SOS EB Kids. Proibida a reprodução completa ou parcial sem autorização prévia.*